



Distribuído por:



MaxCare

o máximo de cuidado com você.

Tel: (21) 2499-4016

comercial@maxcarehospitalar.com.br



VENOSAN[®]
Meias Compressivas



Lohmann & Rauscher



Debrisoft® Pad

Almofada de fibras monofilamentares para limpeza e desbridamento estéril.

Debrisoft é um método de desbridamento fácil, eficaz e praticamente indolor que, em pouco tempo, produz resultados visíveis que falam por si. O padrão ouro por boas razões: O Debrisoft Pad é constituído de fibras monofilamentares patenteadas que soltam com eficácia os debrís, os agentes contaminantes e o exsudato, ligando-os em seguida ao compósito de fibras espessas e removendo-os da ferida de forma suave e eficaz. O Debrisoft Pad remove até 99,9% de biofilmes.

Desbridamento com Debrisoft, significa: Limpeza altamente eficaz, mas suave de praticamente todas as feridas superficiais.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
34322	10cm x 10cm	Almofada para limpeza e desbridamento estéril	cx. com 5 unidades
136323	13cm x 20cm	Almofada para limpeza e desbridamento estéril	cx. com 5 unidades

Registro: 80102512177

Validade: 5 anos após a data de fabricação



Suprasorb® G

Gel amorfo.

Suprasorb G Gel Amorfo garante a retirada suave de esfacel tecido necrosado em feridas secas e levemente exsudativas. detritos celulares dissolvidos são acolhidos no hidrogel e removic da ferida na troca do curativo. Além disso, Suprasorb G Gel Amo forma um ambiente úmido na ferida e conseqüentemente auxili: sua cicatrização. A seringa estéril facilita o uso e a introdução gel em feridas profundas.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
20478	6gr	Curativo de hidrogel amorfo	cx. com 10 unid. 
20479	20gr	Curativo de hidrogel amorfo	cx. com 10 unid. 

Registro: 80102511876

Validade: 3 anos após a data de fabricação, desde que a embalagem original não seja aberta e nem danificada.

Suprasorb® X + PHMB

Curativo antimicrobiano HydroBalance.

Suprasorb X + PHMB apresenta uma grande eficácia antimicrobiana. Estudos in vitro demonstraram a liberação muito rápida e quase completa de polihexametileno biguanida (PHMB) do curativo após 24 horas. Dependendo das condições da ferida, os produtos liberam umidade ou absorvem o excesso de exsudato, criando um ambiente úmido na ferida. O material permite uma fácil adaptação a qualquer forma ou profundidade da ferida. Por essa razão, os produtos são particularmente adequados às partes do corpo de difícil tratamento. O ambiente úmido e o efeito refrescante causam uma sensação agradável e calmante aos pacientes.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20540	5cm x 5cm	Cobertura anti microbiana hidrolanceada	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL
20541	9cm x 9cm	Cobertura anti microbiana hidrolanceada	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL
20542	14cm x 20cm	Cobertura anti microbiana hidrolanceada	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL

Registro: 80102511874

Validade: 3 anos após a data de fabricação, desde que a embalagem original não seja aberta e nem danificada.

Suprasorb® A + Ag

Curativo de alginato de cálcio antimicrobiano.

Limpa as feridas e reduz os micro-organismos.

A combinação do alginato de cálcio natural com a prata antimicrobiana do Suprasorb A + Ag limpa a ferida e reduz a carga bacteriana. O Suprasorb A + Ag é o curativo para as feridas que apresentam forte exsudação, infectadas ou sob o risco de infecção. Os íons de prata liberados em contato com o exsudato podem agir diretamente na superfície da ferida graças à gelificação promovida pelo alginato de cálcio. O Suprasorb A + Ag possui um amplo espectro de ação antimicrobiana e também pode ser utilizado em infecções clinicamente manifestas. As bactérias e outros germes ficam presos no gel, sendo aniquilados. Este curativo também é eficaz nos casos de SARM e ERV.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20571	10cm x 10cm	Curativo de alginato com prata	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20573	30cm x 2gr	Fita de alginato com prata	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL

Registro: 80102511880

Validade: 3 anos após a data de fabricação, desde que a embalagem original não seja aberta e nem danificada.



Suprasorb® A

Curativo de alginato de cálcio.

Limpa as feridas naturalmente.

O Suprasorb A cria um ambiente limpo nas feridas fortemente exsudativas. A alta capacidade de absorção do alginato de cálcio, derivado de algas marrons é responsável por estas propriedades. O Suprasorb A é macio e pode ser colocado muito facilmente sobre as feridas. Ele se adapta a qualquer tipo de leito de ferida.

O Suprasorb A é apreciado por sua capacidade de absorver grandes volumes de exsudato associada a uma rápida gelificação. Um gel é formado por meio da troca de íons de cálcio do curativo com os íons de sódio do exsudato da ferida. Este gel se forma com o exsudato, prendendo bactérias e debris teciduais. Na troca do curativo, exsudato, bactérias e debris teciduais são removidos juntos com as fibras do alginato.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20440	5cm x 5cm	Curativo de alginato de cálcio	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20441	10cm x 10cm	Curativo de alginato de cálcio	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20445	30cm x 2gr	Fita de alginato de cálcio	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL

Registro: 80102511877

Validade: 5 anos após a data de fabricação dentro da embalagem original fechada.

Suprasorb® Liquacel

Curativos de fibras hidroativas.

Em contato com o exsudato da ferida, o Suprasorb Lic gel coesivo que detém o exsudato, debris e bactérias, transferindo-os para um curativo secundário. Isso mantém o exsudato nas bordas da ferida, reduzindo o risco de maceração e cicatrização.

O Suprasorb Liquacel distingue-se pela simplicidade mesmo em condições úmidas.

O curativo pode ser trocado em peça única de forma que, com isso, as trocas do curativo são atraumáticas e não atrapalham a cicatrização da ferida. O curativo primário pode ser trocado no tamanho adequado e dobrado, e também utilizado para preencher feridas.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
33436	10cm x 10cm	Curativos de fibras hidroativas	cx. com 10 unid.

Suprasorb® H

Curativos hidrocoloide para feridas.

Fino e flexível para um ambiente de cicatrização ideal da ferida.

O Suprasorb H cria um ambiente úmido ideal nas feridas com exsudação leve a moderada, promovendo uma cicatrização confiável. Uma camada hidrocoloide absorvente, aplicada a um filme de poliuretano, expande-se em contato com a ferida para formar um gel que se liga ao exsudato e aos restos teciduais. Essa formação de gel permite ao curativo se moldar à estrutura da ferida. Todas as versões do Suprasorb H são especialmente finas e flexíveis. É fácil e seguro de usar devido às suas excelentes propriedades adesivas. Visto que o curativo repele bactérias e fluidos, os pacientes podem se lavar e tomar banho sem problemas.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20401	15cm x 15cm	Curativo de hidrocoloide regular	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL
20402	20cm x 20cm	Curativo de hidrocoloide regular	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL
20403	10cm x 10cm	Curativo de hidrocoloide regular	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20410	5cm x 10cm	Curativo de hidrocoloide fina	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20411	5cm x 20cm	Curativo de hidrocoloide fina	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20412	10cm x 10cm	Curativo de hidrocoloide fina	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20413	15cm x 15cm	Curativo de hidrocoloide fina	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL
20414	20cm x 20cm	Curativo de hidrocoloide fina	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL
20430	14cm x 16cm	Curativo de hidrocoloide regular sacro	cx. com 05 unid.	ESTÉRIL

Registro: 80102511879

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Metalline®

Curativo especial em multicamadas para ferida.

Metalline, é um curativo para qualquer tipo de ferida, particularmente recomendado para: abrasões, queimaduras, queimaduras químicas, feridas cirúrgicas, tratamento inicial de feridas. Também existe a apresentação para à cobertura de feridas de grande superfície: As coberturas METALLINE® 60x80 80x120 40x60. Drenagem Metalline; tratamento de feridas próximo a drenos e tubos de infusão com drenos de pequeno calibre, cateteres de infusão, extensões de fios metálicos e pinos.

Curativo de traqueostomia Metalline; Tratamento de feridas e na colocação de cânulas traqueais para traqueostomias e drenos de grande calibre.

Propriedades; redução do risco de aderência à ferida, trocas de curativo praticamente indolores, suaves sobre a pele, permeáveis ao ar e ao vapor de água, maleáveis e macios, boa absorção.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
23010	60cm x 80cm	Curativo aluminizado	unidade	ESTÉRIL
23011	80cm x 120cm	Curativo aluminizado	unidade	ESTÉRIL
23012	40cm x 60cm	Curativo aluminizado	unidade	ESTÉRIL
23050	73cm x 2,5m	Lençol aluminizado absorvente	unidade	ESTÉRIL
23081	8cm x 10cm	Curativo aluminizado absorvente	cx. com 50 unid.	ESTÉRIL
23082	10cm x 12cm	Curativo aluminizado absorvente	cx. com 50 unid.	ESTÉRIL
23087	10cm x 20cm	Curativo aluminizado absorvente	cx. com 50 unid.	ESTÉRIL
23093	6cm x 7cm	Curativo aluminizado absorvente drenagem	cx. com 50 unid.	ESTÉRIL
23094	8cm x 9cm	Curativo aluminizado abs. para traqueostomia	cx. com 50 unid.	ESTÉRIL

Registro: 80102511882

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Lomatuell® H

Tule vaselinado.

Tule de malha larga impregnado com vaselina e pronto para usar, destinado ao tratamento suave de feridas superficiais. O tule de malha larga favorece a drenagem do exsudato. A vaselina evita a aderência à ferida.

Tornando as trocas de curativos menos dolorosas. Como a base de pomada é neutra existe a opção de adicionar uma medicação específica à ferida.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
23314	5cm x 5cm	Cobertura de gaze parafinada	cx. com 10 unid.
23317	10cm x 30cm	Cobertura de gaze parafinada	cx. com 10 unid.
23318	10cm x 10cm	Cobertura de gaze parafinada	cx. com 50 unid.

Registro: 80102511875

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

Suprasorb® F

Curativo de filme para feridas.

Protege as feridas e fixa os curativos.

O Suprasorb F fornece uma proteção transparente. Permeável e flexível, o filme de poliuretano permite a troca de calor e gás, criando um ambiente propício para a cicatrização da ferida. O Suprasorb F repele fluidos e protege a ferida ou o local de punção contra a colonização bacteriana do exterior. Sua transparência facilita a inspeção das feridas e locais de punção. O Suprasorb F é flexível, elástico, resistente a rasgos e muito fácil de usar. O Suprasorb F é resistente a antissépticos à base de álcool, iodo e octenidina. Este curativo de feridas oferece proteção segura contra influências externas e não é afetado por lavagens ou banhos. O Suprasorb F está disponível como curativo estéril de filme para feridas e também não estéril em rolos.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação	
20467	10cm x 1m	Curativo de filme transparente rolo	unidade	
20468	10cm x 10m	Curativo de filme transparente rolo	unidade	
20469	15cm x 10m	Curativo de filme transparente rolo	unidade	
20461	5cm x 7cm	Curativo de filme transparente	cx. com 100 unid.	ESTÉRIL
20463	10cm x 12cm	Curativo de filme transparente	cx. com 50 unid.	ESTÉRIL
20464	10cm x 25cm	Curativo de filme transparente	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20465	15cm x 20cm	Curativo de filme transparente	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL
20466	20cm x 30cm	Curativo de filme transparente	cx. com 10 unid.	ESTÉRIL

Registro - Estéril: 80102511451

Registro - Não Estéril: 80102511452

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

Curafix® H

Fita adesiva larga para fixação.

Graças à sua elasticidade, Curafix H é ideal para a fixação de curativos em áreas do corpo que estão frequentemente em movimento, como, por exemplo, articulações e pescoço.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
30341	5cmx 10m	Fita cirurgica	unidade
30342	10cmx 10m	Fita cirurgica	unidade

Registro: 80102511870

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



LINHA DE COMPRESSIVOS

Mollelast® Haft Latex-Free

Bandagem coesiva conformável com duplo estiramento.

A bandagem coesiva conformável com duplo estiramento e uma expansão especial adere a si mesma, mas não à pele nem aos pelos. Possui um microrevestimento sintético (isento de látex de borracha natural). Ao esticar no sentido longitudinal e transversal, a Mollelast haft proporciona um bom ajuste sem acumulações, podendo ser aplicada com eficácia aos membros de forma cônica. A excelente união das camadas retém os curativos firmemente, inclusive sobre articulações. As orelhas permitem uma fácil aplicação, além de impedir o desfiamento. Graças à fina tricotagem do material, a bandagem é muito permeável ao ar e não prejudica a pele. Os benefícios incluem a retenção de compressas de feridas, cânulas talas de gesso (como talas Cellacast) e proporcionam suporte em caso de lesões esportivas de menor gravidade. A Mollelast haft está disponível em várias cores. Os benefícios comprovados da Mollelast haft livre de látex garantem uma bandagem conformável e não prejudicial à pele.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
89595	4cm x 20m	Mollelast Haft Latex Free	unidade
89598	10cm x 20m	Mollelast Haft Latex Free	unidade

Registro: 80102511589

Validade: 3 anos após a data de fabricação.



Varicex® S

Bandagem com pasta de zinco.

Varicex é uma bandagem impregnada com pasta de zinco, pronta para uso, que permite economia de tempo na aplicação de bandagens permanentes semirrígidas no tratamento da tromboflebite, edemas, insuficiência venosa crônica, úlceras na fase de cicatrização e no acompanhamento de fraturas. Devido à sua dupla elasticidade, a VARICEX® S pode ser moldada sem necessidade de ser cortada em vários pontos. Ao ser aplicada à perna, a bandagem forma uma modelagem justa e sem dobras.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
20630	10cm x 5m	Bandagem de oxido de zinco	unidade
20636	10cm x 7m	Bandagem de oxido de zinco	unidade
20637	10cm x 10m	Bandagem de oxido de zinco	unidade

Registro: 80102511872

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Fortelast® Plus

Bandagem adesiva de elasticidade longitudinal.

A Bandagem Adesiva de Elasticidade Longitudinal Fortelast fornece suporte forte e flexível, além de compressão, devido a sua composição 100% de algodão, revestida com um adesivo de borracha sintética (contém óxido de zinco). De cor branca, permeáveis ao ar e ao vapor d'água e livres de látex de borracha natural. Possuem extensibilidade de aproximadamente 75%. São indicadas para a aplicação de compressão e de alívio de pressão na traumatologia, ao enfaixamento funcional na medicina esportiva e ao enfaixamento compressivo na flebologia.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
16759	7,5cm x 4,5m	Bandagem adesiva elástica	unidade
16760	10cm x 4,5m	Bandagem adesiva elástica	unidade

Registro: 80102511554

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

tg® Bandagem Tubular

Bandagem Tubular.

As bandagens tubulares tg® destinam-se à fixação de curativos e à proteção da pele sob o gesso e moldes sintéticos. Compatíveis com a pele e dotadas de uma malha fina, as bandagens tubulares tg® podem ser expandidas até quatro vezes sua largura original. Se acomodam facilmente a pele. Se necessário, elas podem ser esterilizadas a vapor de acordo com a DIN EN ISO 17665-1.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
24005	7cm x 20m	unidade
24007	12cm x 20m	unidade
24023	5,5cm x 5m	unidade

Rosidal® Soft

Bandagem de de espuma de borracha.

As bandagens compressivas utilizadas na linfologia e na flebologia requerem um acolchoamento adequado. A bandagem de espuma de borracha Rosidal Soft serve perfeitamente para este propósito.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
23110	10cm x 0,3cm x 2,5m	unidade
23111	10cm x 0,4cm x 2,5m	unidade
23112	12cm x 0,4cm x 2,5m	unidade
23113	15cm x 0,4cm x 2,5m	unidade

Código	Tamanho	Apresentação
23100	10cm x 0,3cm x 2,5m	cx. com 36 unid.
23101	10cm x 0,4cm x 2,5m	cx. com 24 unid.
23102	12cm x 0,4cm x 2,5m	cx. com 18 unid.
23103	15cm x 0,4cm x 2,5m	cx. com 14 unid.

Registro: 80102511469

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Komplex®

Placas, bandagem e manta de espuma de borracha.

O produto certo para cada necessidade: Komplex em compressa de espuma de borracha, bandagem e manta, Komplex II espuma com capacidade de manter a elasticidade. São utilizadas para compressão em tratamento de edema na Flebologia, na Linfologia e na medicina esportiva com bandagens funcionais. Os produtos podem ser adquiridos em vários tamanhos e em formatos prontos para o uso. Este material de fina porosidade possui uma superfície aveludada e pode ser cortado no tamanho adequado. As compressas, bandagens e compressas para ser cortadas no tamanho adequado são apropriadas para o acolchoamento parcial em bandagens e talas, bem como para aumentar a compressão abaixo das bandagens para linfologia. As bandagens Komplex são indicadas em edemas graves e tromboflebites, bem como após uma escleroterapia extensa. Elas são enroladas frouxamente em espiral sem sobreposição. O aumento da compressão é obtido com o enrolamento da bandagem elástica em torno da camada de acolchoamento. Ao cortar a compressa na forma adequada (por ex., peças em U e em L), suas bordas devem ser cortadas em ângulo, a fim de evitar pontos de pressão. Estes produtos são feitos de borracha sintética (de estireno-butadieno), sendo permeáveis ao ar e ao vapor de água. Komplex II: A manta de espuma ondulada é constituída de tiras de borracha estreitas incorporadas em um tecido não tecido, criando um material de acolchoamento não deslizante e muito respirável. Graças à estrutura ondulada especial de sua superfície, este produto cria um efeito de micromassagem nítido e, ao mesmo tempo, suave.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
22313	8 x 2m x 0,5cm	unidade
22314	8 x 2m x 1 cm	unidade
22301	9cm x 5cm x 1cm	unidade

Código	Tamanho	Apresentação
22302	12cm x 1,2cm	unidade
22320	100cm x 50cm x 1cm	unidade

Registro: 80102511592

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® K

Bandagem de curta elasticidade.

A Rosidal K é uma bandagem de curta elasticidade, que oferece uma alta compressão e uma elasticidade têxtil com curto estiramento, é utilizada para a alta compressão em membros na flebologia. Essa bandagem também é utilizada no tratamento de linfedema agudo e crônico e para dar suporte e alívio de pressão na traumatologia e na medicina esportiva.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
22199	4cm x 5m	unidade
22200	6cm x 5m	unidade
22201	8cm x 5m	unidade

Código	Tamanho	Apresentação
22202	10cm x 5m	unidade
22203	12cm x 5m	unidade
22251	10cm x 5m	cx. com 10 unid.

Registro: 80102511468

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

Perfekta® Super

Atadura de longa elasticidade.

Ataduras de longa elasticidade têm uma alta pressão de repouso, como resultado disso têm que ser removidas quando o paciente está em repouso e no sono noturno. Além disso, devido à sua facilidade de uso, mesmo pessoas com pouca experiência podem aplicá-las facilmente. Estas bandagens se ajustam bem ao formato do corpo devido ao seu tecido macio. Ambas as ataduras são laváveis e fáceis de limpar.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
105931	8cm x 5m	unidade
105932	10cm x 5m	unidade
105933	12cm x 5m	unidade

Registro: 10349310024

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® TCS

Sistema de compressão de dois componentes.

'A mistura certa': Com sistema de dois componentes. Dois produtos foram combinados para compor um sistema seguro: a inovadora bandagem de compressão acolchoada Rosidal SC (Compressão Suave) com uma proteção cutânea têxtil integrada e a bandagem de compressão coesiva de curta elasticidade Rosidal CC (Compressão Coesiva).

Esta solução se torna interessante pela facilidade de uso tanto para os profissionais da saúde quanto para os pacientes. Graças à funcionalidade Safe-Loc, este sistema é fácil e seguro de aplicar, obtém a pressão certa com alongamento completo, é confortável de usar. A baixa pressão de repouso é uma nítida vantagem em termos de aceitação do tratamento, sobretudo à noite. Os componentes do sistema Rosidal TCS são isentos de látex natural, tornando-se uma boa alternativa para pessoas com hipersensibilidade ao látex.



Código	Tamanho	Apresentação
26484	Componente 1: Rosidal SC 10cm x 3,5m Componente 2: Rosidal CC 10cm x 6m	unidade

Registro: 80102511484

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® SYS

Sistema de compressão de estiramento curto.

O sistema de compressão Rosidal sys, possui componentes duráveis e de alta qualidade, projetados para trabalhar juntos de forma eficaz. É um sistema prático, embalado como um conjunto, contém todos os componentes médicos necessários para uma boa terapia de compressão. O sistema de compressão Rosidal sys é composto de: 1 Tg (bandagem tubular), 4 Rosidal Soft Band (bandagem de espuma), 4 Rosidal K (compressão de curto estiramento), 1 Porofix (fita adesiva) e 1 Mollelast haft (bandagem coesiva).

Informações para pedido:

Código	Apresentação
16984	unidade

Registro: 80102511508

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® Lymphset

Kit completo para tratamento do linfedema.

O Rosidal Lymphset contém todos os componentes necessários para a bandagem de compressão multi-camada profissional. O kit multicomponente para tratamento linfático possui todos os componentes necessários para aplicação profissional de bandagens compressivas em linfologia. Esse produto segue as diretrizes do Grupo Alemão de Qualidade em Linfologia. Como não é preciso lidar com vários componentes, o que exige tempo, a equipe de saúde poupa tempo e reduz sua carga de trabalho. Os kits para tratamento linfático vêm prontos para usar e não requerem nenhuma preparação para o cuidado do paciente em questão. Os componentes laváveis são fornecidos em quantidade suficiente para que um kit possa ser lavado após cada troca de curativo. Além disso, o uso de kits multicomponentes para tratamento linfático é mais econômico do que o uso de componentes individuais. Além dessas vantagens, a redução da quantidade de embalagem poupa dinheiro e preserva o meio ambiente.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
16838	Kit multicom para linfologia perna tam. P	cx. unidade
59797	Kit multicom para linfologia braço tam. P	cx. unidade

Código	Tamanho	Apresentação
16839	Kit multicom para linfologia perna tam. G	cx. unidade
59798	Kit multicom para linfologia braço tam. G	cx. unidade

Registro: 80102511510

Validade: 5 anos após a data de fabricação.




VENOSAN
Meias Compressivas


Lohmann & Rauscher



Distribuído por:

MaxCare
o máximo de cuidado com você.

Tel: (21) 2499-4016
comercial@maxcarehospitalar.com.br

Venosan Brasil Ltda, uma empresa do Grupo 