


STENT-GRAFT CIRÚRGICO

Endoprótese Autoexpansível Stent-Graft Cirúrgico




Endoprótese metálica autoexpansível com revestimento de poliéster de baixa porosidade e estrutura de Nitinol.
 Para procedimentos com parada circulatória (CEC).
 Cateter de liberação curto para fácil manuseio no campo cirúrgico.





Sutura ◀

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico



Revestimento ◀

Poliéster tubular de baixa porosidade



A	B
Diâmetro 26, 28, 30, 32 e 34 mm	Comprimento 75 - 115 - 150 mm

***Consulte disponibilidade de outras medidas.**