


# DOMINUS<sup>®</sup>


COARCTAÇÃO DE AORTA (CoA)



 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

Endoprótese metálica autoexpansível com revestimento de poliéster de baixa porosidade e estrutura de Nitinol.  
Para correção endovascular de coarctação de aorta.

**ALTA FORÇA  
RADIAL**




► **Sutura**

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico





► **Revestimento**

Poliéster tubular de baixa porosidade



► **Nitinol**

Liga metálica superelástica com memória térmica  
Grande resistência à corrosão e fadiga



A		B	C
DIÂMETRO (MM)		COMPRIMENTO (MM)	ACABAMENTO
18 - 20 - 22		50 mm	Free Flow - 25 mm
18 Fr			Open Web

\* Consulte disponibilidade de outras medidas.

Código Catálogo 608503  
Rev. 01

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarráf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
Registro ANVISA: nº 10159030093  
www.braile.com.br

