


LUMINI[®]


ENDOPRÓTESE AUTOEXPANSÍVEL



Sustentação intraluminal e dispositivo de liberação.
Monofilamentos de Nitinol trançados formando losangos.
Marcadores radiopacos de ouro.

Marcador radiopaco de ouro

Losango formado pela trança do fio



Endoprótese autoexpansível de nitinol com formato tubular.



Diâmetro de Prótese (mm)

28
30
32
34
36

Comprimento da Prótese (mm)

100
130
Perfil
16/18 Fr

*** Consulte disponibilidade de outras medidas.**