

# FIO GUIA VELOZ PLUS

HIDROFÍLICO

Nitinol revestido em poliuretano hidrofílico.  
Excelente visualização radiopaca. Grau de rigidez: padrão.  
Diâmetro de 0.035" (0,89 mm).



DESCRIÇÃO	FIO GUIA VELOZ PLUS HIDROFÍLICO 0,035* x 260 cm (ponta moldável)
CÓDIGO	607366
REVESTIMENTO	Hidrofílico
MATERIAL DO NÚCLEO	Nitinol
FORMATO DA PONTA	Moldável
DUREZA DA PONTA	Standard
DIÂMETRO DO FIO	0.035"
DUREZA DO CORPO	Standard
COMPRIMENTO DO FIO	260 cm

REGISTRO ANVISA: nº 10159030100

# FIO GUIA VELOZ

TEFLONADO

Aço inoxidável revestido em PTFE.  
Ponta distal altamente flexível e radiopaca. Ponta distal reta ou em J.  
Graus de rigidez: padrão ou extrarrígido.  
Diâmetro de 0,035" (0,89 mm).

EXTRA STIFF

STANDARD

DESCRIÇÃO	FIO GUIA VELOZ 0,035* x 260 cm (J3) Extra Stiff Teflon	FIO GUIA VELOZ 0,035* x 260 cm (J3) Standard Teflon
CÓDIGO	606495	606500
MODELO	Lunderquist	Seldinger
RIGIDEZ DO CORPO	Extrarrígido	Standard
FORMATO DA PONTA	J3	J3
REVESTIMENTO	Teflonado	Teflonado
COMPRIMENTO PONTEIRA	5 cm	4,5 cm
DIÂMETRO DO FIO	0.035"	0.035"
COMPRIMENTO DO FIO	260 cm	260 cm

REGISTRO ANVISA: nº 10159030099

Para realizar um pedido ou saber mais sobre qualquer um dos nossos produtos, acessórios ou soluções terapêuticas, entre em contato com seu representante de vendas local.

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
www.braile.com.br

 **BRAILE**  
BIOMÉDICA