


# MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO





Espirais de aço inoxidável com cerdas de poliéster e marcadores radiopacos nas extremidades.  
Para utilização com cateteres 0.032" ou 0.035".

FIO (POLEGADA)	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO (MM)	LIBERAÇÃO
0.032"	2	3	Não controlada
0.032" e 0.035"	4	4	Não controlada
0.032"	5	6	Não controlada
0.032"	5	8	Não controlada
0.032" e 0.035"	8	5	Não controlada
0.032" e 0.035"	8	8	Não controlada
0.032" e 0.035"	10	8	Não controlada
0.032" e 0.035"	10	10	Não controlada
0.032" e 0.035"	15	8	Não controlada
0.032" e 0.035"	15	10	Não controlada
0.032" e 0.035"	15	15	Não controlada