



Distribuído por:



+55 21 97204-5773



+55 21 3495-4200



comercial@kmmateriaismedicos.com.br



kmmateriaismedicos.com.br

**LINHA DE
COMPRESSIVOS**

Mollelast® Haft Latex-Free

Bandagem coesiva conformável com duplo estiramento.

A bandagem coesiva conformável com duplo estiramento e uma expansão especial adere a si mesma, mas não à pele nem aos pelos. Possui um microrevestimento sintético (isento de látex de borracha natural). Ao esticar no sentido longitudinal e transversal, a Mollelast haft proporciona um bom ajuste sem acumulações, podendo ser aplicada com eficácia aos membros de forma cônica. A excelente união das camadas retém os curativos firmemente, inclusive sobre articulações. As orelhas permitem uma fácil aplicação, além de impedir o desfiamento. Graças à fina tricotagem do material, a bandagem é muito permeável ao ar e não prejudica a pele. Os benefícios incluem a retenção de compressas de feridas, cânulas talas de gesso (como talas Cellacast) e proporcionam suporte em caso de lesões esportivas de menor gravidade. A Mollelast haft está disponível em várias cores. Os benefícios comprovados da Mollelast haft livre de látex garantem uma bandagem conformável e não prejudicial à pele.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
89595	4cm x 20m	Mollelast Haft Latex Free	unidade
89598	10cm x 20m	Mollelast Haft Latex Free	unidade

Registro: 80102511589

Validade: 3 anos após a data de fabricação.



Varicex® S

Bandagem com pasta de zinco.

Varicex é uma bandagem impregnada com pasta de zinco, pronta para uso, que permite economia de tempo na aplicação de bandagens permanentes semirrígidas no tratamento da tromboflebite, edemas, insuficiência venosa crônica, úlceras na fase de cicatrização e no acompanhamento de fraturas. Devido à sua dupla elasticidade, a VARICEX® S pode ser moldada sem necessidade de ser cortada em vários pontos. Ao ser aplicada à perna, a bandagem forma uma modelagem justa e sem dobras.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
20630	10cm x 5m	Bandagem de oxido de zinco	unidade
20636	10cm x 7m	Bandagem de oxido de zinco	unidade
20637	10cm x 10m	Bandagem de oxido de zinco	unidade

Registro: 80102511872

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Fortelast® Plus

Bandagem adesiva de elasticidade longitudinal.

A Bandagem Adesiva de Elasticidade Longitudinal Fortelast fornece suporte forte e flexível, além de compressão, devido a sua composição 100% de algodão, revestida com um adesivo de borracha sintética (contém óxido de zinco). De cor branca, permeáveis ao ar e ao vapor d'água e livres de látex de borracha natural. Possuem extensibilidade de aproximadamente 75%. São indicadas para a aplicação de compressão e de alívio de pressão na traumatologia, ao enfaixamento funcional na medicina esportiva e ao enfaixamento compressivo na flebologia.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Modelo	Apresentação
16759	7,5cm x 4,5m	Bandagem adesiva elástica	unidade
16760	10cm x 4,5m	Bandagem adesiva elástica	unidade

Registro: 80102511554

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

tg® Bandagem Tubular

Bandagem Tubular.

As bandagens tubulares tg® destinam-se à fixação de curativos e à proteção da pele sob o gesso e moldes sintéticos. Compatíveis com a pele e dotadas de uma malha fina, as bandagens tubulares tg® podem ser expandidas até quatro vezes sua largura original. Se acomodam facilmente a pele. Se necessário, elas podem ser esterilizadas a vapor de acordo com a DIN EN ISO 17665-1.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
24005	7cm x 20m	unidade
24007	12cm x 20m	unidade
24023	5,5cm x 5m	unidade

Rosidal® Soft

Bandagem de de espuma de borracha.

As bandagens compressivas utilizadas na linfologia e na flebologia requerem um acolchoamento adequado. A bandagem de espuma de borracha Rosidal Soft serve perfeitamente para este propósito.



Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
23110	10cm x 0,3cm x 2,5m	unidade
23111	10cm x 0,4cm x 2,5m	unidade
23112	12cm x 0,4cm x 2,5m	unidade
23113	15cm x 0,4cm x 2,5m	unidade

Código	Tamanho	Apresentação
23100	10cm x 0,3cm x 2,5m	cx. com 36 unid.
23101	10cm x 0,4cm x 2,5m	cx. com 24 unid.
23102	12cm x 0,4cm x 2,5m	cx. com 18 unid.
23103	15cm x 0,4cm x 2,5m	cx. com 14 unid.

Registro: 80102511469

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Komplex®

Placas, bandagem e manta de espuma de borracha.

O produto certo para cada necessidade: Komplex em compressa de espuma de borracha, bandagem e manta, Komplex II espuma com capacidade de manter a elasticidade. São utilizadas para compressão em tratamento de edema na Flebologia, na Linfologia e na medicina esportiva com bandagens funcionais. Os produtos podem ser adquiridos em vários tamanhos e em formatos prontos para o uso. Este material de fina porosidade possui uma superfície aveludada e pode ser cortado no tamanho adequado. As compressas, bandagens e compressas para ser cortadas no tamanho adequado são apropriadas para o acolchoamento parcial em bandagens e talas, bem como para aumentar a compressão abaixo das bandagens para linfologia. As bandagens Komplex são indicadas em edemas graves e tromboflebites, bem como após uma escleroterapia extensa. Elas são enroladas frouxamente em espiral sem sobreposição. O aumento da compressão é obtido com o enrolamento da bandagem elástica em torno da camada de acolchoamento. Ao cortar a compressa na forma adequada (por ex., peças em U e em L), suas bordas devem ser cortadas em ângulo, a fim de evitar pontos de pressão. Estes produtos são feitos de borracha sintética (de estireno-butadieno), sendo permeáveis ao ar e ao vapor de água. Komplex II: A manta de espuma ondulada é constituída de tiras de borracha estreitas incorporadas em um tecido não tecido, criando um material de acolchoamento não deslizante e muito respirável. Graças à estrutura ondulada especial de sua superfície, este produto cria um efeito de micromassagem nítido e, ao mesmo tempo, suave.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
22313	8 x 2m x 0,5cm	unidade
22314	8 x 2m x 1 cm	unidade
22301	9cm x 5cm x 1cm	unidade

Código	Tamanho	Apresentação
22302	12cm x 1,2cm	unidade
22320	100cm x 50cm x 1cm	unidade

Registro: 80102511592

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® K

Bandagem de curta elasticidade.

A Rosidal K é uma bandagem de curta elasticidade, que oferece uma alta compressão e uma elasticidade têxtil com curto estiramento, é utilizada para a alta compressão em membros na flebologia. Essa bandagem também é utilizada no tratamento de linfedema agudo e crônico e para dar suporte e alívio de pressão na traumatologia e na medicina esportiva.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
22199	4cm x 5m	unidade
22200	6cm x 5m	unidade
22201	8cm x 5m	unidade

Código	Tamanho	Apresentação
22202	10cm x 5m	unidade
22203	12cm x 5m	unidade
22251	10cm x 5m	cx. com 10 unid.

Registro: 80102511468

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

Perfekta® Super

Atadura de longa elasticidade.

Ataduras de longa elasticidade têm uma alta pressão de repouso, como resultado disso têm que ser removidas quando o paciente está em repouso e no sono noturno. Além disso, devido à sua facilidade de uso, mesmo pessoas com pouca experiência podem aplicá-las facilmente. Estas bandagens se ajustam bem ao formato do corpo devido ao seu tecido macio. Ambas as ataduras são laváveis e fáceis de limpar.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
105931	8cm x 5m	unidade
105932	10cm x 5m	unidade
105933	12cm x 5m	unidade

Registro: 10349310024

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® TCS

Sistema de compressão de dois componentes.

'A mistura certa': Com sistema de dois componentes. Dois produtos foram combinados para compor um sistema seguro: a inovadora bandagem de compressão acolchoada Rosidal SC (Compressão Suave) com uma proteção cutânea têxtil integrada e a bandagem de compressão coesiva de curta elasticidade Rosidal CC (Compressão Coesiva).

Esta solução se torna interessante pela facilidade de uso tanto para os profissionais da saúde quanto para os pacientes. Graça à funcionalidade Safe-Loc, este sistema é fácil e seguro de aplicar, obtêm a pressão certa com alongamento completo, é confortável de usar. A baixa pressão de repouso é uma nítida vantagem em termos de aceitação do tratamento, sobretudo à noite. Os componentes do sistema Rosidal TCS são isentos de látex natural, tornando-se uma boa alternativa para pessoas com hipersensibilidade ao látex.



Código	Tamanho	Apresentação
26484	Componente 1: Rosidal SC 10cm x 3,5m Componente 2: Rosidal CC 10cm x 6m	unidade

Registro: 80102511484

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® SYS

Sistema de compressão de estiramento curto.

O sistema de compressão Rosidal sys, possui componentes duráveis e de alta qualidade, projetados para trabalhar juntos de forma eficaz. É um sistema prático, embalado como um conjunto, contém todos os componentes médicos necessários para uma boa terapia de compressão. O sistema de compressão Rosidal sys é composto de: 1 Tg (bandagem tubular), 4 Rosidal Soft Band (bandagem de espuma), 4 Rosidal K (compressão de curto estiramento), 1 Porofix (fita adesiva) e 1 Mollelast haft (bandagem coesiva).

Informações para pedido:

Código	Apresentação
16984	unidade

Registro: 80102511508

Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Rosidal® Lymphset

Kit completo para tratamento do linfedema.

O Rosidal Lymphset contém todos os componentes necessários para a bandagem de compressão multi-camada profissional. O kit multicomponente para tratamento linfático possui todos os componentes necessários para aplicação profissional de bandagens compressivas em linfologia. Esse produto segue as diretrizes do Grupo Alemão de Qualidade em Linfologia. Como não é preciso lidar com vários componentes, o que exige tempo, a equipe de saúde poupa tempo e reduz sua carga de trabalho. Os kits para tratamento linfático vêm prontos para usar e não requerem nenhuma preparação para o cuidado do paciente em questão. Os componentes laváveis são fornecidos em quantidade suficiente para que um kit possa ser lavado após cada troca de curativo. Além disso, o uso de kits multicomponentes para tratamento linfático é mais econômico do que o uso de componentes individuais. Além dessas vantagens, a redução da quantidade de embalagem poupa dinheiro e preserva o meio ambiente.

Informações para pedido:

Código	Tamanho	Apresentação
16838	Kit multicom para linfologia perna tam. P	cx. unidade
59797	Kit multicom para linfologia braço tam. P	cx. unidade

Código	Tamanho	Apresentação
16839	Kit multicom para linfologia perna tam. G	cx. unidade
59798	Kit multicom para linfologia braço tam. G	cx. unidade

Registro: 80102511510

Validade: 5 anos após a data de fabricação.




VENOSAN
Meias Compressivas


Lohmann & Rauscher

Distribuído por:


MATERIAIS MÉDICOS

 +55 21 97204-5773
 +55 21 3495-4200
 comercial@kmmateriaismedicos.com.br
 kmmateriaismedicos.com.br

Venosan Brasil Ltda, uma empresa do Grupo 