




SCITECH®

Innovation for Life




V A S C U L A R

SIOXX XL

Stent Auto Expansível em Nitinol

Tratamento de estenoses do sistema circulatório periférico

- Design flexível
- Estrutura de células mistas:
 - Fechadas com maior força radial para melhor fixação
 - Abertas para melhor flexibilidade, sem "Kink"
- 5 marcas de Tântalo (proximal e distal)



Especificações

Sistema de entrega	Coaxial <i>Pull Back</i>
Fio guia compatível	0,035"
Introdutor compatível	12Fr
Comprimento do cateter	100cm

Medidas

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	
	70	100
14	111355	111356
16	110764	110765
18	110766	110767
20	110768	110769
22	110770	110771

ANVISA: 10413960170