



SCITECH[®]
Innovation for Life



V A S C U L A R

SNEAK
MICROCATHETER

SNEAK

MICROCATHETER



Características:

- Revestimento hidrofílico para garantir uma introdução suave para navegar pela anatomia tortuosa.
- O design de coil trançado oferece excelente capacidade de impulsionamento e resistência a dobras.
- Marcas radiopacas

Compatibilidade do microcateter Sneak

Referência	Cateter	Tam.	Comp. Total	Microguia compatível	Diâmetro Interno	OD Proximal	OD Distal	Volume Morto	Marcas Radiopacas	Faixas de tamanho da Embosoft (µm)				
										100-300	300-500	500-700	700-900	900-1100
112053	SNEAK 17	1,9F	150cm	0.014"	0,43mm/0,017"	0,0315" / 0,80mm	0,025" / 0,63mm	0,21ML	2	•	•			
112060	SNEAK 21	2,1F	150cm	0.018"	0,53mm/0,021"	0,039" / 0,99mm	0,028" / 0,71mm	0,33ML	2	•	•	•		
112064	SNEAK 24	2,4F	150cm	0.021"	0,61mm/0,024"	0,036" / 0,91mm	0,032" / 0,81mm	0,43ML	2	•	•	•		
112066	SNEAK 28	2,6F	130cm	0.025"	0,71mm/0,028"	0,035" / 0,89mm	0,036" / 0,91mm	0,51ML	1	•	•	•	•	

Os Microcateteres Sneak nos códigos acima são compatíveis com Doxorrubicina e Lididol.

ANVISA: 10413960201